



生物能量測定儀 3 使用規範

111年12月30日研發會議新訂通過
112年05月03日處內會議修訂通過

- 第一條 生物能量測定儀 3 使用規範之訂定主要在使本儀器能發揮最大使用效益。
- 第二條 本儀器設備包含：
- 一、廠牌及型別：Agilent Seahorse XFe24 Analyzer
 - 二、配備：
 - (一) 測定儀主機一套，溫控可設定 30-37°C。
 - (二) 觸控式電腦一套，含控制軟體及離線軟體。
- 第三條 儀器地點位於雙和校區生醫科技大樓五樓共同儀器中心。
- 第四條 本儀器服務項目包含：
- 一、細胞、組織或粒線體的耗氧速率測定 (Oxygen Consumption Rate)。
 - 二、細胞或組織的胞外氫離子產生速率測定 (Extra Cellular Acidification Rate)。
 - 三、單次測量樣品數量為24個(含空白組樣品3-4個)。
- 第五條 預約使用方法如下：
- 一、欲取得使用資格須參加生物能量測定儀儀器訓練課程，或由已取得權限之研究人員指導操作，並經學習次數 1-5次累積及實機操作考核通過後，填寫共同儀器中心儀器預約系統權限申請書提出申請，方能獲得使用權限。
 - 二、申請操作學習累積時，請事先告知共儀中心技術人員，由技術人員或以取得權限之研究人員陪同上機，上機費用將依收費標準計費。
 - 三、請在預定使用日前1-10天，至共同儀器中心網站之儀器預約系統預約登記。
 - 四、預約使用本儀器，每次預約使用以1小時為原則，最長4小時，超過4小時請向管理單位申請。
 - 五、開放時間：全年二十四小時開放。



六、使用儀器時應依預約時間確實至預約系統簽到與簽退。未依預約時間報到使用，又無事先取消預約者，仍視為正常使用並以原預約時數計費。

第六條 儀器使用規定如下：

- 一、使用儀器時應自備實驗所須耗材(培養盤、反應探針、校正盤和校正液)並以共儀中心線上雲端儲存系統存取數據，禁用隨身碟及USB。
- 二、儀器使用一至三小時前，請預先開機進行熱機及加溫動作。
- 三、儀器使用結束時，請至共同儀器中心網站之儀器預約系統確認是否有接續之使用者須使用再行關機。
- 四、本儀器現暫以處理一般組織或細胞樣本為主，若須進行其他具感染性樣品實驗，須先與管理單位討論。
- 五、儀器使用完後，請保持儀器之清潔和清理操作台面，實驗廢棄物應自行帶回實驗室丟棄。違反規定者，經共同儀器中心確認後將由通知日起暫停使用者所有儀器使用權限一個月。
- 六、儀器發生故障時，請儘速告知技術人員，勿自行拆裝儀器，並請將儀器故障情形，詳細記錄於故障登記簿，個人因素所造成之儀器損壞，請由個人負擔維修相關費用。

第七條 本儀器之收費標準為確保儀器最佳服務品質，以及增加其有效服務年限，經研發會議決議後，使用本儀器之個人或單位，均須分擔儀器使用之耗材、維修、及操作人員服務所須之費用。

一、收費標準如下：

- (一)校內收費標準：100元/4小時。
- (二)校外收費標準：300元/4小時。
- (三)當日使用4小時內以4小時計，超過4小時以8小時計。
- (四)本項儀器之收費標準僅計算耗材成本，不含儀器購置、維護等費用。請確認您的樣本準備良好，若並非儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍必須依收費標準付費。

- 二、繳費方式：儀器使用統計及計費作業由共儀中心於每個月進行核算，並寄發儀器使用繳費通知予使用者，儀器使用費須於共同儀器中心繳費單開立日期之三個月內繳納核銷。可至本校出納組繳款，或以研究計畫、校內預算核銷。

第八條 為提升儀器使用效益，促進研究成效，本儀器得經自薦、推薦等模式，延請一至二位諮詢指導教授，提供儀器使用、數據解讀等諮詢服務，



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

並給予該諮詢指導教授使用此儀器費用八折優惠，諮詢指導教授之聯絡方式將公告於儀器專屬網頁。

第九條 貴重儀器之檢測結果，未經同意，不得使用於商業廣告、法律訴訟等用途。

第十條 本規範經研發處處內會議通過後實施，修正時亦同。